

Ficha técnica de produtos – KIT DE CATETERIZAÇÃO VENOSA CENTRAL

| |
|---|
| Produto: Cateter venoso central intervencional |
| Nome Técnico: Kit cateter venoso |
| Fabricado por: KFF S.A |
| País de origem: Argentina |
| Apresentação: blister em PVC selado com Tyvek |
| Comercialização: unitário |
| Método de Esterilização: ETO |
| Importado e distribuído por: Unidas Medical |
| Anvisa 80991380043 |
| Grau de risco IV |

Cateteres para acesso venoso central. Possibilitam infusão de fluídos, drogas, coletas de amostras de sangue e monitorização de pressão venosa central.

Em sua extremidade proximal possui conector luer que possibilita conexão com seringas e extensões para sua utilização.

Confeccionado em Poliuretano biocompatível e radiopaco, centimetrado, hidrofílico, com ponta soft, radiopaco.

Uso adulto e pediátrico.

Tempo de uso contínuo: curta permanência, até 30 dias.

Princípio de funcionamento: inserido em uma veia central, vencendo a pressão do sistema venoso central, permite a administração intravenosa de fluídos com diferentes objetivos e monitorização.

Apresentações: via única, duplo ou triplo lúmen.

Indicação: pacientes com necessidade de acesso venoso central

Profissionais aos quais se destina este material: cirurgiões vasculares, médicos intensivistas, de urgência e emergência, anestesiistas.

Método de esterilização: Óxido de Etileno. A esterilidade é assegurada até a data de validade ou abertura da embalagem, o que ocorrer primeiro

Validade: 03 anos

Embalagem primária: blister em PVC selado com Tyvek.

Apresentação comercial: comercializado individualmente.

Tamanhos - Adultos

| Tamanhos (Fr) | Comprimento | Lúmen |
|---------------|-------------|--------|
| 6Fr | 20cm | Único |
| 7Fr | 20cm | Duplo |
| 7Fr | 20cm | Triplo |

Tamanhos – Pediátricos

| Tamanhos (Fr) | Comprimento | Lúmen |
|---------------|-------------|-------|
| 4Fr | 13cm | Duplo |
| 5Fr | 13cm | Duplo |
| 4Fr | 08cm | Duplo |

Componentes do kit:

Cateter com aleta de sutura integrada

Fio guia J/Reto

Dilatadores de vasos

Agulha introdutora

Seringa 5ml (simples ou valvulada)

Agulha hipodérmica

Aleta de sutura móvel

Materiais

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Cateter venoso central | Poliuretano / ABS |
| Dilatador | Polipropileno |
| Seringa + agulha hipodérmica | Polipropileno Aço inoxidável 304 |
| Aleta de sutura móvel com trava | Polietileno |
| Agulha introdutora | Aço inoxidável 304 |
| Fio guia metálico ponta em J | Aço inoxidável 304 |

Figura 1 – Cateteres venosos centrais



Figura 2 – Kit para implante cateteres venosos centrais

